



ວິທີໃຊ້ເຂັມສັກຢາ EpiPen®


ເຂັມສັກຢາອັດຕະໂນມັດ ອາເດຣນາລິນ (ເອປີເນຟຣິນ)



1. ກຳເຂັມສັກຢາ EpiPen® ໃຫ້ແໜ້ນໆ ແລະດຶງເອົາຝາອັດກັນຄວາມປອດໄພສີຟ້າອອກ



2. ຈັບຂາໄວ້ໃຫ້ໝັ້ນແລະເອົາ ຫຼອດຟາກສີສົ້ມແນໃສ່ຕົ້ນຂາສ່ວນກາງ (ມີເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມມີເຄື່ອງນຸ່ງ)



- a. ຍັງເຂົ້າແຮງໆຈົນໄດ້ຍິນສຽງຫຼືຮູ້ສຶກວ່າດັງກລຶກແລະຈຶ່ງໄວ້3ວິນາທີ່ ດຶງເອົາເຂັມສັກຢາ EpiPen® ອອກ