



วิธีการใช้ EpiPen® (How to give EpiPen®)


เครื่องฉีดอะดรีนาลีน (อีพิเนฟริน) แบบอัตโนมัติ (adrenaline (epinephrine) autoinjectors)



- 1. ทำกำปั้นรอบ EpiPen®**
และดึงจุกเปิดปลดล็อก สีฟ้าออก



- 2. ยึดขาไว้หนึ่งและนำปลายด้านสีส้ม**
แนบที่กลางต้นขา
ด้านนอก (นอกหรือในเสื้อผ้า)



- 3. กดลงจนสุด**
จนกว่าได้ยินหรือรู้สึกถึงเสียงคลิก
กดค้างไว้ 3 วินาที
จากนั้นดึง EpiPen® ออก